


Apc Rabbit Anti-Human Il-17A Monoclonal Antibody For Flow Cytometry (Intracellular) - Q16552

품목 번호: CM0008202



소개

인간 IL-17A에 대한 APC 접합 토끼 단일클론 항체로, 세포 내 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 인간 샘플에 적합하며, Th17 세포, 염증 및 점막 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Human IL-17A mAb
비고/별칭	IL17; CTLA8; IL-17; ILA17; CTLA-8; IL-17A
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3605
GeneID	3605
면역원(Immunogen)	인간 IL-17A (NP_002181.1)의 아미노산 24-155에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (intra)
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q16552
단백질 분자량	18kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)