


Apc Rabbit Anti-Human Il-2 Mab - P60568

품목 번호: CM0008187



소개

APC로 접합된 인간 IL-2 (인터루킨-2, TCGF)에 대한 토끼 단일클론 항체. 세포 내 유세포 분석(FC)용으로 설계되었습니다. T-세포 성장, 면역 조절 및 NK 세포 활성화에 필수적인 인간 IL-2를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC Rabbit anti-Human IL-2 mAb
비고/별칭	IL-2; TCGF; 림포카인
종	인간
GeneID (Human)	3558
GeneID	3558
면역원	제조항 단백질 인간 IL-2 (NP_000577.2)의 아미노산 21-153 서열에 해당하는 제조항 용합 단백질.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (세포 내)
교차 반응성	인간
SWISS	P60568
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백