

유세포 분석용 Apc 토끼 항-인간 인테그린-β1/Cd29 단일클론 항체 - P05556

품목 번호: CM0006258



소개

인간 인테그린-β1/CD29(UniProt P05556)를 표적으로 하는 APC 결합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석용으로 검증되었습니다. 연구 응용 분야에서 세포 접착, 이동 및 수용체 매개 신호전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-인간 인테그린-β1/CD29 단일클론 항체
비고/별칭	CD29; FNRB; MDF2; VLAB; GPIIA; MSK12; VLA-BETA
종	인간
GeneID(인간)	3688
GeneID	3688
면역원	인간 인테그린-β1/CD29의 아미노산 1-728에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_002202.2)
항체 생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P05556
단백질 분자량	87kDa/88kDa/91kDa
배송	아이스팩