


유세포 분석용 Apc 토끼 항인간 Itga1/Cd49A 단클론 항체 - P56199

품목 번호: CM0011825



소개

인간 인테그린 알파-1(ITGA1/CD49a)을 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석에서 검증되었습니다. 분자량은 131 kDa입니다. 콜라겐/라미닌 수용체 기능 및 세포 접착 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 토끼 항인간 ITGA1/CD49a 단클론 항체
비고/별칭	VLA1; CD49a
반응 종	인간
유전자ID (인간)	3672
유전자ID	3672
면역원	인간 ITGA1/CD49a (NP_852478.1)의 아미노산 29-1141에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P56199
단백질 분자량	131kDa
배송 방식	아이스 팩