


Apc Rabbit Anti-Human Mglur2 단일클론항체 For Fc - Q14416

품목 번호: CM0004586



소개

사람 대사성 글루타메이트 수용체 2(mGluR2, GRM2)에 대한 APC 접합 토끼 단일클론항체, 유세포 분석용. 사람 샘플에서 검증됨. 시냅스 전달 및 바이러스 세포 내 침투 연구를 위한 신경과학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC Rabbit anti-Human mGluR2 mAb
비고/별칭	GLUR2; mGlu2; GPRC1B; MGLUR2
종	사람
유전자 ID (사람)	2912
유전자 ID	2912
면역원	재조합 단백질; 사람 mGluR2 (NP_000830.2)의 아미노산 22-498에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론항체
응용	FC (유세포 분석)
교차 반응성	사람
SWISS	Q14416
단백질 분자량	96kDa
배송	아이스백