

유세포 분석용 Apc 토끼 항-인간 Nectin-1/Cd111 단일클론 항체 - Q15223

품목 번호: CM0009599



소개

인간 Nectin-1/CD111을 표적으로 하는 APC 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석으로 검증되었으며, 세포 접착, 신경 발달 및 바이러스 유입 연구에 적합합니다. 인간 샘플과 반응합니다. 신경과학, 바이러스학 및 세포 생물학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-인간 Nectin-1/CD111 mAb
비고/별칭	ED4; PRR; HlgR; HVIS; HVEC; OFC7; PRRI; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectin-1
종	인간
GeneID (인간)	5818
GeneID	5818
면역원	인간 Nectin-1/CD111의 아미노산 1-334에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_002846.3).
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q15223
단백질 분자량	57kDa/51kDa/39kDa
배송	아이스팩