

Apc Rabbit Anti-Human Nt5E/Cd73 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P21589

품목 번호: CM0004237



소개

유세포분석(Flow Cytometry)용으로 검증된 인간 NT5E/CD73를 표적하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체. 아데노신 신호 전달 및 면역종양학 연구에 관여하는 GPI-고정형 ecto-5'-뉴클레오티다제(~63 kDa)를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC Rabbit anti-Human NT5E/CD73 mAb
비고/별칭	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA
종(Species)	Human
GeneID (Human)	4907
GeneID	4907
면역원(Immunogen)	인간 NT5E/CD73 (NP_002517.1)의 아미노산 27-547에 해당하는 서열을 포함하는 재조합합 용합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	P21589
단백질 분자량	63kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)