

유세포측정용 Apc 토끼 항인간 포도플라닌 단클론 항체 - Q86YL7

품목 번호: CM0005802



소개

인간 포도플라닌(PDPN)을 표적으로 하는 고품질 APC 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포측정 응용 분야에서 검증되었습니다. 세포 접착, 이동 및 종양 침습 메커니즘 연구에 필수적입니다. 진단 및 연구용으로 CamelBio에서 공급합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 토끼 항인간 포도플라닌 mAb
비고/별칭	T1A; GP36; GP40; Gp38; OTS8; T1A2; T1A; D2-40; T1A-2; AGGRUS; HT1A-1; PA2.26
종	인간
유전자ID (인간)	10630
유전자ID	10630
면역원	인간 포도플라닌(NP_006465.4)의 아미노산 21-123에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q86YL7
단백질 분자량	17kDa
배송 방법	아이스 팩