


Apc 토끼 항인간 Siglec-8 단클론 항체 (Fc용) - Q9Nyz4

품목 번호: CM0009310



소개

유세포분석 검증이 완료된 인간 Siglec-8을 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단클론 항체입니다. 호염기구, 비만세포 및 호산구에 존재하는 시알산 결합 렉틴 8을 인식합니다. 연구용으로만 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 토끼 항인간 Siglec-8 mAb
비고/별칭	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
종	인간
유전자 ID (인간)	27181
유전자 ID	27181
면역원	인간 Siglec-8 (NP_055257.2)의 아미노산 17-363에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NYZ4
단백질 분자량	44kDa/46kDa/54kDa
배송 방식	아이스팩