

## Apc Rabbit Anti-Human/Monkey Cd127/Il-7R Mab For Fc - P16871

품목 번호: CM0005235



### 소개

유세포 분석용 인간/원숭이 CD127/IL-7R (P16871)에 대한 APC 접합 토끼 단일클론 항체. 면역 세포의 IL-7 수용체 발현을 검증합니다. CamelBio의 연구용 IVD 원료입니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수        | 값                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | APC Rabbit anti-Human/Monkey CD127/IL-7R mAb                                              |
| 비고/별칭       | IL7RA; CD127; IL7RA; CDW127; IMD104; sIL-7R; Inc-IL7R; IL7Ralpha; IL-7Ralpha; IL-7R-alpha |
| 종(Species)  | Human                                                                                     |
| 유전자 ID (인간) | 3575                                                                                      |
| 유전자 ID      | 3575                                                                                      |
| 면역원 항체      | 재조합 단백질 인간 CD127/IL-7Ra (NP_002176.2)의 아미노산 21-236에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.             |
| 공급원         | Rabbit                                                                                    |
| 카테고리        | 단일클론 항체                                                                                   |
| 응용          | FC (유세포 분석)                                                                               |
| 교차 반응성      | Human, Cynomolgus                                                                         |
| SWISS       | P16871                                                                                    |
| 단백질 분자량     | 52kDa                                                                                     |
| 배송          | 아이스 팩                                                                                     |