


유세포 분석용 Apc 토끼 항-인간/원숭이 Cd14 단일클론 항체 - P08571

품목 번호: CM0009938



소개

APC 결합 토끼 단일클론 항체는 인간 및 안남원숭이 CD14를 인식하며, 유세포 분석에 적합합니다. CD14는 단핵구와 대식세포에 발현되며 세균성 LPS의 선천성 면역 핵수 보조 인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-인간/원숭이 CD14 mAb
비고/별칭	CD14
종	인간
유전자 ID (인간)	929
유전자 ID	929
항원	재조합 단백질 인간 CD14 (NP_000582.1)의 아미노산 20-352에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간, 안남원숭이
SWISS	P08571
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스 팩