

Apc Rabbit Anti-Human/Monkey Cd Cd19 Mab - Cd19

품목 번호: CM0010420

소개

유세포 분석(FC) 애플리케이션을 위해 설계된 CD19에 대한 APC 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 크로몽카스 원숭이 및 래스스 원숭이와의 교차 반응성을 나타냅니다. 면역표현형 분석 및 IVD 검사 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Human/Monkey CD19 mAb
비고/별칭	CD19
종(Species)	원숭이
유전자 ID (인간)	930
유전자 ID (원숭이)	102145514
면역원	원숭이 CD19 (XP_005591597.1)의 아미노산 20-292에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	FC
교차 반응성	인간, 크로몽카스, 래스스
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스 팩