

Apc 토끼 항인간/원숭이 Cd197/Ccr7 단클론 항체 (Fc용) - P32248

품목 번호: CM0005225



소개

유세포 분석 검증이 완료된 CD197/CCR7 (P32248)을 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단클론 항체입니다. 인간 및 시노물구스 원숭이를 인식하며 면역학 및 감염병 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 토끼 항인간/원숭이 CD197/CCR7 mAb
비고/별칭	BLR2; EB11; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CKR-7
종	인간
GeneID (인간)	1236
GeneID	1236
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 시노물구스 원숭이
SWISS	P32248
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백