


Apc Rabbit Anti-Human/Monkey Cd20 Mab - P11836

품목 번호: CM0005338



소개

인간 및 자이눌러스 CD20(MS4A1, B1, Bp35, Leu-16)에 특이적인 APC 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. B-림프구 항원 P11836, 33 kDa을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Human/Monkey CD20 mAb
비고/별칭	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
종	인간
GeneID (인간)	931
GeneID	931
면역원	인간 CD20 (NP_068769.2)의 아미노산 100-200에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간, 자이눌러스
SWISS	P11836
단백질 분자량	14kDa/33kDa
배송	아이스백