

유세포 분석용 Apc 토끼 항-인간/원숭이 Cd25 단일클론 항체 - P01589

품목 번호: CM0006233



소개

유세포 분석용 APC 결합 토끼 항-인간/원숭이 CD25 단일클론 항체. 조절 T 세포에서 IL-2 수용체 알파 소단위체(p55, TAC 항원)를 표적하며, 인간 및 시노몰구스 원숭이에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-인간/원숭이 CD25 단일클론 항체
비고/별칭	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
종	인간
GeneID (인간)	3559
GeneID	3559
면역원	인간 CD25의 아미노산 22-213에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_000408.1).
공급원	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 시노몰구스 원숭이
SWISS	P01589
단백질 중량	31kDa
배송	아이스팩