

Fc용 Apc 토끼 항인간/원숭이 Cd3 단클론 항체 - P07766

품목 번호: CM0009405



소개

인간/원숭이 CD3 엡실론 사슬을 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석법에서 유효성이 검증되었습니다. T세포 면역표현형 분석, T세포 발달 연구 및 적응성 면역 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	APC 토끼 항인간/원숭이 CD3 mAb
비고/별칭	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
종	인간
GeneID (인간)	916
GeneID	916
면역원	인간 CD3 (NP_000724.1)의 아미노산 1-126에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석법)
교차 반응성	인간, 시노물구스 원숭이
SWISS	P07766
단백질 분자량	23kDa
배송 방식	아이스 팩