


유세포 분석용 Apc 토끼 항-인간/원숭이 Cd38 Polymab® - P28907

품목 번호: CM0012751



소개

인간 및 안남원숭이 CD38에 대한 APC 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 칼슘~~2~~ 펌프구 활성화 및 세포 부착에 관여하는 CD38 외부 효소/수용체를 표적합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Human/Monkey CD38 PolymAb®
비고/별칭	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
종 (Species)	인간 (Human)
GeneID (인간)	952
GeneID	952
면역원 (Immunogen)	인간 CD38 (P28907)의 아미노산 43-300에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원 (Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용 (Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성 (Cross Reactivity)	인간 (Human), 안남원숭이 (Cynomolgus)
SWISS	P28907
단백질 분자량	34kDa
배송 (Shipping)	아이스백 (Ice bag)