

Apc Rabbit Anti-Human/Monkey Cd4 Monoclonal Antibody For Fc - P01730

품목 번호: CM0012004



소개

유세포분석(FC)용 인간 및 원숭이 CD4를 표적하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체. T-헬퍼 세포의 면역표현형 분석 및 면역 반응 연구에 적합합니다. 인간 및 큰턱원숭이 CD4와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Human/Monkey CD4 mAb
비고/별칭	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
종	Human
GeneID (Human)	920
GeneID	920
면역원	인간 CD4 재조합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	Human, Cynomolgus
SWISS	P01730
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스 팩