

유세포 분석용 Apc 토끼 항-인간/원숭이 Cd45 단일클론 항체 - P08575

품목 번호: CM0011665



소개

인간/원숭이 CD45 (P08575)에 대한 APC 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석(FC)용으로 검증되었습니다. 백혈구 공통 항원에 특이적이며, T세포 활성화 및 면역 세포 프로파일링 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-인간/원숭이 CD45 mAb
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
종	인간
GeneID (인간)	5788
GeneID	5788
면역원	인간 CD45 (P08575)의 아미노산 26-577에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간, 안대원숭이
SWISS	P08575
단백질 분자량	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
배송	아이스 팩