

Apc 토끼 항인간/원숭이 Cd69 Mab (유세포 분석용) - Q07108

품목 번호: CM0010465



소개

인간 및 시노물거스 원숭이 CD69(UniProt Q07108)를 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석용으로 설계되었으며 활성화된 T 세포의 초기 활성화 항원을 인식하여 면역학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	APC 토끼 항인간/원숭이 CD69 mAb
비고/별칭	AIM; EA1; MLR-3; CLEC2C; GP32/28; BL-AC/P26
종	인간
유전자ID (인간)	969
유전자ID	969
면역원	인간 CD69(NP_001772.1)의 아미노산 78-199에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포 분석)
교차 반응성	인간, 시노물거스 원숭이
SWISS	Q07108
단백질 분자량	23kDa
배송 방식	아이스 팩