


Fc용 Apc 토끼 항-인간/원숭이 Cd86 단클론 항체 - P42081

품목 번호: CM0012479



소개

인간/원숭이 CD86(B7-2)을 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 항원제시세포에서 T세포 공동자극 및 면역 조절을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-인간/원숭이 CD86 mAb
비고/별칭	B70; B7-2; B7.2; LAB72; CD28LG2
종	인간
GeneID (인간)	942
GeneID	942
면역원	재조합 단백질 인간 CD86(NP_787058.5)의 아미노산 20-241에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 개작원숭이
SWISS	P42081
단백질 중량	38kDa
배송	아이스팩