


Fc용 Apc 토끼 항-인간/원숭이 Cd8A Mab - P01732

품목 번호: CM0008347



소개

인간 및 안남원숭이 CD8a를 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석법에 대해 검증되었습니다. 진단 연구에서 T세포 면역표현형 분석 및 면역 모니터링에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Human/Monkey CD8a mAb
비고/별칭	CD8A; CD8; Leu2; MAL; p32; CD8a 분자
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	925
유전자 ID	925
면역원	인간 CD8A (NP_001759.3)의 아미노산 22-182에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간(Human), 안남원숭이(Cynomolgus)
SWISS	P01732
단백질 분자량	21kDa/25kDa/30kDa
배송	아이스백