


유세포 분석용 Apc 토끼 항-인간/원숭이 IgM 단일클론 항체 - P01871

품목 번호: CM0009976



소개

인간 및 긴꼬리원숭이 IgM 중쇄 불변 영역을 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석용으로 검증되었습니다. B 세포 및 면역글로불린 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-인간/원숭이 IgM 단일클론 항체
비고/별칭	MU; VH; AGM1
종	인간
GeneID	3507
면역원	재조합 단백질 인간 IgM(P01871)의 아미노산 218-453에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간, 긴꼬리원숭이
SWISS	P01871
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스팩