


세포 내 유세포 분석용 Apc 토끼 항-인간/원숭이 Ki67 단일클론 항체 - P46013

품목 번호: CM0012705



소개

세포 내 유세포 분석을 위한 인간 및 게잡이원숭이 Ki67(P46013) 대상 APC 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 종양학 연구 및 진단 개발 분야의 세포 주기 분석을 위한 신뢰할 수 있는 증식 마커입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-인간/원숭이 Ki67 mAb
비고/별칭	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
종	인간
유전자 ID (인간)	4288
유전자 ID	4288
면역원	인간 Ki67의 아미노산 2271-2370에 해당하는 합성 펩타이드 (NP_002408.3)
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석 (세포 내)
교차 반응성	인간, 게잡이원숭이
SWISS	P46013
단백질 무게	359kDa
배송	아이스팩