

유세포분석용 Apc 토끼 항인간/원숭이 Pd-1/Cd279 단클론항체 - Q15116

품목 번호: CM0010216



소개

인간 및 시노물구스 원숭이 PD-1/CD279 (아미노산 25-168)를 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단클론항체입니다. 유세포분석에서 검증된 이 항체는 면역종양학 연구 및 면역 체크포인트 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 토끼 항인간/원숭이 PD-1/CD279 단클론항체
비고/별칭	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-1; hSLE1
종	인간
유전자 ID (인간)	5133
유전자 ID	5133
면역원	재조합 단백질 인간 PD-1/CD279 (NP_005009.2)의 아미노산 25-168에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간, 시노물구스 원숭이
SWISS	Q15116
단백질 분자량	32kDa
배송 방식	아이스백