

Apc Rabbit Anti-Human/Mouse Pdgfra/Cd140A Monoclonal Antibody For Fc - P16234

품목 번호: CM0004491



소개

인간 및 마우스 PDGFR α /CD140a (SWISS: P16234, 123kDa)를 표적하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석에 대해 검증되었으며, 세포 증식, 발생 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Human/Mouse PDGFR α /CD140a mAb
비고/별칭	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2
종(Species)	Human
GeneID (Human)	5156
GeneID	5156
면역원(Immunogen)	인간 PDGFR α /CD140a (NP_006197.1)의 아미노산 24-524에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	P16234
단백질 분자량	123kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)