

Fc용 Apc 토끼 항마우스 Cd103 Mab - Q60677

품목 번호: CM0010402

소개

APC 토끼 항마우스 CD103 mAb(클론 aM290)는 APC에 접합된 단클론 항체로, 유세포 분석법에서 검증되었습니다. 상피내 림프구 귀향화에 관여하는 E-카드헤린 수용체인 마우스 CD103(인테그린 알파-E)을 특이적으로 인식합니다. 점막 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 토끼 항마우스 CD103 mAb
비고/별칭	CD103; aM290; alpha-E1; A530055J10; alpha-M290
종	마우스
인간 유전자ID	3682
유전자ID	16407
면역원	마우스 CD103(NP_032425.2)의 아미노산 191-385에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포 분석법)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q60677
단백질 분자량	129kDa
배송	아이스백