


Apc Rabbit Anti-Mouse Cd11B Mab - P05555

품목 번호: CM0005167



소개

유세포 분석용 APC 접합 토끼 항-마우스 CD11b 단일클론 항체. 마우스 단핵구, 대식세포 및 과립구에서 CD11b 검출을 가능하게 하여 면역학 및 세포 부착 연구를 지원합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Mouse CD11b mAb
비고/별칭	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
종	마우스
GeneID (인간)	3684
GeneID (마우스)	16409
면역원	재조합 단백질 마우스 CD11b (NP_032427.2)의 아미노산 143-337에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P05555
단백질 분자량	127kDa
배송	아이스백