

유세포 분석용 Apc Rabbit Anti-Mouse Cd124/Il-4Ra 단일클론 항체 - P16382

품목 번호: CM0005486

소개

마우스 CD124/IL-4Ra를 표적하는 APC 접합 토끼
단일클론 항체. IL-4/IL-13 신호 전달, Th2 분화 및
알레르기 염증 연구를 위한 유세포 분석법으로 검증됨. -
P16382

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC Rabbit anti-Mouse CD124/IL-4Ra mAb
비고/별칭	Il4r; CD124
종	마우스
GeneID (Human)	3566
GeneID	16190
면역원	제조합 단백질 마우스 CD124/IL-4Ra (NP_001008700.1)의 아미노산 26-233에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P16382
단백질 분자량	87kDa
운송	아이스팩