

Apc Rabbit Anti-Mouse Cd138/Syndecan-1 Mab For Fc - P18828

품목 번호: CM0011189

소개

유세포 분석용 마우스 CD138/Syndecan-1을 표적하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체. 재조합 면역원 (aa23-255). 마우스 샘플에 특이적. 엑소좀 및 기질 상호작용 연구에서 막 단백질다당류(proteoglycan) 검출에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	APC Rabbit anti-Mouse CD138/Syndecan-1 mAb
비고/별칭	Sstn; Synd; CD138; Synd1; syn-1; CD138/Syndecan-1
종	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	6382
GeneID	20969
면역원	재조합 단백질 마우스 CD138/Syndecan-1 (NP_035649.1)의 아미노산 23-255에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	FC
교차 반응성	마우스 (Mouse)
SWISS	P18828
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백 (Ice bag)