


Apc Rabbit Anti-Mouse Cd14 단일클론항체 (유세포분석용) - P10810

품목 번호: CM0010509



소개

마우스 CD14를 표적하는 APC 접합 토끼
단일클론항체로, 유세포분석법으로 검증되었습니다.
CD14는 박테리아 지질다당류의 공수용체로, 선천성 면역
반응을 매개합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Mouse CD14 mAb
비고/별칭	CD14
종	마우스
GeneID (Human)	929
GeneID	12475
면역원	마우스 CD14 (NP_033971.1)의 아미노산 18-345에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P10810
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백