

Fc용 Apc 토끼 항-마우스 Cd150/Slam 단일클론 항체 - Q9Qum4

품목 번호: CM0011442

소개

마우스 CD150/SLAM (SLAM 패밀리 멤버 1)을 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 선천성 및 적응성 면역 연구에서 면역 세포 활성화, 분화 및 SLAMF1 신호전달을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-마우스 CD150/SLAM mAb
비고/별칭	Slam; CD150; IPO-3; CDw150; ESTM51; 4933415F16
종	마우스 (Mouse)
유전자 ID (인간)	6504
유전자 ID	27218
항원	재조합 단백질 마우스 CD150/SLAM (NP_038758.2)의 아미노산 25-242에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	FC
교차 반응성	마우스 (Mouse)
SWISS	Q9QUM4
단백질 분자량	36kDa/38kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)