

Apc Rabbit Anti-Mouse Cd155/Pvr Mab - Q91Wp1

품목 번호: CM0012448

소개

유세포 분석용 APC 접합 토끼 항-마우스 CD155/Pvr
단일클론 항체. 마우스 CD155에 특이적이며, 면역
수용체 연구 및 진단 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Mouse CD155/Pvr mAb
비고/별칭	PVS; mE4; HVED; Taa1; CD155; Tage4; necl-5; D7Ertd458e; 3830421F03Rik
종	마우스
유전자 ID (인간)	5817
유전자 ID	52118
면역원	마우스 CD155/Pvr (NP_612564.1)의 아미노산 29-348에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q91WP1
단백질 분자량	45kDa
배송	아이스백