

유세포측정용 Apc 토끼 항마우스 Cd161C/Nk1.1 단클론 항체 - P27814

품목 번호: CM0004831

소개

마우스 CD161c/NK1.1에 대한 APC 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포측정에서 검증되었습니다. NK 세포 마커를 특이적으로 검출하며, 면역표현형 분석 및 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 토끼 항마우스 CD161c/NK1.1 mAb
비고/별칭	Nk1, Ly59, Nk-1, CD161, Ly-59, Ly55c, NK1.1, NKR-P1, Nk1.2, Klrb1b, NK-RP1, Nk-1.2, Nkrp1b, Nkrp1c, ly-55c, NKR-P1.9
종	마우스
유전자 ID (인간)	3820
유전자 ID	17059
면역원	제조합 단백질 마우스 CD161c/NK1.1 (NP_001153376.2)의 아미노산 67-223번 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포측정)
교차 반응성	마우스
SWISS	P27814
단백질 분자량	25kDa
배송 방법	아이스 팩