

Apc Rabbit Anti-Mouse Cd162/Psgl-1 Monoclonal Antibody For Fc - Q3Ta56

품목 번호: CM0005611

소개

마우스 CD162/PSGL-1에 대한 APC 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 면역학 및 접착 연구에서 마우스 PSGL-1을 검출하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Mouse CD162/PSGL-1 mAb
비고/별칭	CD162; Psgl1; Selpl; Selpl; Psgl-1
종	Mouse
유전자 ID (인간)	6404
유전자 ID	20345
면역원	마우스 CD162/PSGL-1 (NP_033177.3)의 아미노산 18-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
애플리케이션	FC
교차 반응성	Mouse
SWISS	Q3TA56
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백