

Fc용 Apc 토끼 항-마우스 Cd21/Cd35 단클론 항체 - P19070

품목 번호: CM0007899

소개

마우스 CD21/CD35 (CR2/C3DR)를 표적하는 APC 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석(Flow cytometry)에 대해 검증되었으며 마우스 B세포와 반응합니다. 보체 및 B세포 면역학 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-마우스 CD21/CD35 mAb
비고/별칭	Cr1; C3DR; CD21; CD35; Cr-1; Cr-2
종(Species)	마우스 (Mouse)
GeneID (인간)	1380
GeneID	12902
면역원(Immunogen)	마우스 CD21/CD35 (NP_031784.1)의 아미노산 21-274에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	단클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스 (Mouse)
SWISS	P19070
단백질 분자량	113kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)