

Fc용 Apc 토끼 항-마우스 Cd22 단일클론 항체 - P35329

품목 번호: CM0009913

소개

유세포 분석을 위해 마우스 CD22(Siglec-2, BL-CAM)를 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 반응성이 검증되었으며, B세포 면역표현형 분석 및 진단 분석법 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 매개변수        | 값                                                            |
| 제품명         | APC 토끼 항-마우스 CD22 mAb                                        |
| 비고/별칭       | Lyb8; Lyb-8; A530093D23                                      |
| 종           | 마우스                                                          |
| GeneID (인간) | 933                                                          |
| GeneID      | 12483                                                        |
| 면역원         | 마우스 CD22(NP_033975.3)의 아미노산 22-151에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 생산 숙주       | 토끼                                                           |
| 분류          | 단일클론 항체                                                      |
| 적용 분야       | FC                                                           |
| 교차 반응성      | 마우스                                                          |
| SWISS       | P35329                                                       |
| 단백질 분자량     | 89kDa/93kDa/97kDa                                            |
| 배송          | 아이스팩                                                         |