

유세포측정용 Apc 토끼 항마우스 Cd24 단클론 항체 - P24807

품목 번호: CM0005930

소개

마우스 CD24(HSA)를 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포측정에서 검증되었습니다. 면역 세포 분화, B세포 활성화, 자가면역 및 선천성 면역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 토끼 항마우스 CD24 단클론 항체
비고/별칭	HSA; Cd24; Ly-52; 넥타드린
종	마우스
인간 유전자 ID	100133941
유전자 ID	12484
면역원	마우스 CD24(NP_033976.1)의 아미노산 27-53에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포측정)
교차 반응성	마우스
SWISS	P24807
단백질 분자량	8kDa
배송 방법	아이스 팩