

유세포 분석용 Apc 토끼 유래 마우스 항-Cd272/Btla 단클론 항체 - Q7Tsa3

품목 번호: CM0004665



소개

림프구의 억제 수용체인 마우스 CD272/BTLA를 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단클론 항체입니다. 연구에서 면역 조절을 연구하기 위한 유세포 분석(FC)용으로 설계되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 토끼 유래 마우스 항-CD272/BTLA 단클론 항체
비고/별칭	A630002H24
종	마우스
유전자 ID (인간)	151888
유전자 ID (마우스)	208154
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q7TSA3
단백질 분자량	22kDa/34kDa
배송 방식	아이스팩