

Apc Rabbit Anti-Mouse Cd304/Neuropilin-1 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P97333

품목 번호: CM0011571



소개

마우스 Neuropilin-1 (CD304)을 표적하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 혈관생성, 신경 발생 및 장기 형성에 관여합니다. 심혈관 및 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Mouse CD304/Neuropilin-1 mAb
비고/별칭	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
종	Mouse
GeneID (인간)	8829
GeneID (마우스)	18186
면역원	마우스 CD304/Neuropilin-1 (NP_032763.2)의 아미노산 22-856에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	Mouse
SWISS	P97333
단백질 분자량	103kDa
배송	아이스 팩