


Apc Rabbit Anti-Mouse Cd317/Bst2 Monoclonal Antibody For Fc - Q8R2Q8

품목 번호: CM0007731



소개

유세포 분석용 APC 접합 토끼 항-마우스 CD317/BST2 단일클론 항체. 마우스 골수 기질 항원 2(19kDa)를 인식합니다. 항바이러스 제한 연구, 선천성 면역, 및 형질세포성 수지상세포 연구에 유용합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Mouse CD317/BST2 mAb
비고/별칭	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015110Rik
종(Species)	마우스(Mouse)
유전자 ID (인간)	684
유전자 ID	69550
면역원(Immunogen)	마우스 CD317/BST2 (NP_932763.1)의 아미노산 55-152에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	Q8R2Q8
단백질 분자량	19kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)