

Apc 토끼 유래 마우스 Cd32 단클론 항체 (유세포분석법, Fc) - P08101

품목 번호: CM0009484

소개

마우스 CD32(FcγRIIB)를 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단클론 항체입니다. 면역 조절에 관여하는 저친화성 IgG Fc 수용체의 유세포분석법(FC) 분석에 특화되어 있으며, 면역학 및 조혈 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 토끼 유래 마우스 CD32 단클론항체(mAb)
비고/별칭	CD32; Fcgr2; Fcr-2; Fcr-3; Ly-17; LyM-1; Lym-1; fcRII; FcgRII; Fcgr2a; Ly-m20; Fc[g]RII; F630109E10Rik
종	마우스
유전자ID (인간)	2213
유전자ID	14130
면역원	마우스 CD32 (NP_034317.1)의 아미노산 30-207번 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P08101
단백질 분자량	31kDa/33kDa/36kDa
배송	아이스 팩