

유세포 분석용 Apc 토끼 항-마우스 Cd34 단클론 항체 - Q64314

품목 번호: CM0012071

소개

유세포 분석 검출을 위해 특별히 설계된 마우스 CD34에 대한 APC 접합 토끼 단클론 항체입니다. 계산된 분자량은 약 41 kDa이며 조혈 모세포를 표적합니다. 마우스와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                          |
|-------------|----------------------------|
| 제품명         | APC 토끼 항-마우스 CD34 mAb      |
| 비고/별칭       | CD34; CD34 분자; GIG3; MORT1 |
| 종(Species)  | 마우스                        |
| GeneID (인간) | 947                        |
| GeneID      | 12490                      |
| 면역원         | 재조합 단백질                    |
| 공급원         | 토끼                         |
| 카테고리        | 단클론 항체                     |
| 응용          | FC                         |
| 교차 반응성      | 마우스                        |
| SWISS       | Q64314                     |
| 단백질 분자량     | 41kDa                      |
| 배송          | 아이스 팩                      |