

유세포분석용 Apc 토끼 항-마우스 Cd366 (Tim-3) 단일클론 항체 - Q8Vim0

품목 번호: CM0009975



소개

유세포분석용 APC 결합 토끼 항-마우스 CD366 (TIM-3) 단일클론 항체입니다. T세포 탈진, 면역 체크포인트 및 대식세포 활성화 연구에 적합하며, 마우스 샘플에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-마우스 CD366 (TIM-3) 단일클론 항체
비고/별칭	Tim3; TIM-3; Timd3
종	마우스
GeneID (인간)	84868
GeneID	171285
면역원	마우스 CD366 (TIM-3)의 아미노산 20-191에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_599011.2)
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q8VIM0
단백질 분자량	22kDa/31kDa
배송	아이스팩