

유세포측정용 Apc 토끼 항마우스 Cd38 단클론 항체 - P56528

품목 번호: CM0007885



소개

마우스 CD38(ADPRC 1, I-19)에 대한 APC 접합 토끼 단클론 항체입니다. 마우스와 반응하며, 면역학 및 세포 신호 연구에서 CD38 발현의 유세포측정 분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 토끼 항마우스 CD38 mAb
비고/별칭	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
종	마우스
유전자ID (인간)	952
유전자ID	12494
면역원	마우스 CD38(NP_031672.2)의 아미노산 45-304에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포측정)
교차 반응성	마우스
SWISS	P56528
단백질 분자량	34kDa
배송 방식	아이스 팩