

Apc Rabbit Anti-Mouse Cd4 단일클론항체 For Fc - P06332

품목 번호: CM0007758

소개

마우스 CD4 (L3T4, Ly-4)에 대한 APC 접합 토끼
단일클론항체로, 유세포 분석(FC)용으로
검증되었습니다. 마우스 샘플에서 T-헬퍼 세포 및 기타
CD4+ 면역 세포군 식별에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC Rabbit anti-Mouse CD4 mAb
비고/별칭	L3T4; Ly-4
종	마우스
Gene ID (Human)	920
Gene ID	12504
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론항체
응용	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P06332
단백질 분자량	51kDa
배송	아이스백