


유세포 분석용 Apc-Rabbit Anti-Mouse Cd44 단일클론항체 - P15379

품목 번호: CM0011998



소개

유세포 분석용 APC-이 접합된 토끼 유래 마우스 CD44 단일클론항체입니다. 림프구 귀소, 부착 및 염증에 관여하는 히알루로네이트 수용체인 마우스 CD44 (Ly-24, Pgp-1, HERMES)와 반응합니다. 마우스 연구 샘플에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC-Rabbit anti-Mouse CD44 mAb
비고/별칭	Ly-24; Pgp-1; HERMES
종	마우스
GeneID (Human)	960
GeneID	12505
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P15379
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스백