

Apc 토끼 항마우스 Cd59A 단클론 항체 (Fc용) - O55186

품목 번호: CM0011503

소개

강력한 MAC 억제인자인 마우스 CD59a에 대한 APC 접합 토끼 단클론 항체입니다. 마우스 샘플의 유세포 분석 응용에 적합합니다. 보체, 면역학 및 치료 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	APC 토끼 항마우스 CD59a mAb
비고/별칭	Cd59; MACIF; MAC-IP
종	마우스
유전자 ID	12509
면역원	마우스 CD59a (NP_031678.1)의 아미노산 24-96번 서열을 포함하는 제조함 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	O55186
단백질 분자량	14 kDa
배송 방식	아이스 팩