

Fc용 Apc 토끼 항-마우스 Cd71 단일클론항체 - Q62351

품목 번호: CM0008611

소개

유세포분석으로 검증된 고품질 APC 접합 토끼
단일클론항체로, 마우스 CD71(트랜스페린 수용체
단백질 1)에 특이적입니다. 철 흡수 및 세포 증식 연구에
이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC 토끼 항-마우스 CD71 단일클론항체
비고/별칭	TR; TFR; p90; CD71; TFR1; Trfr; Mtvrl; 2610028K12Rik; E430033M20Rik
종	마우스
GeneID (인간)	7037
GeneID	22042
면역원	마우스 CD71의 아미노산 89~763 서열에 해당하는 재조합 단백질(NP_035768.1)
숙주	토끼
분류	단일클론항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q62351
단백질 분자량	86kDa
배송	아이스백