

유세포 분석용 Apc Rabbit Anti-Mouse Cd86 단일클론 항체 - P42082

품목 번호: CM0009635

소개

마우스 CD86을 표적으로 하는 APC 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석(FC)용으로 설계되었습니다. 마우스 CD86(SWISS P42082, ~35kDa)을 인식합니다. T 세포 활성화 및 면역 조절 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	APC Rabbit anti-Mouse CD86 mAb
비고/별칭	B7; B70; MB7; B7-2; B7.2; CLS1; Ly58; ETC-1; Ly-58; MB7-2; Cd28l2; TS/A-2; CD86
종	마우스
유전자 ID (인간)	942
유전자 ID	12524
면역원	마우스 CD86 (NP_062261.3)의 아미노산 24-245에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P42082
단백질 무게	35kDa
배송	아이스백